

Aktywny Tlen Tab 20 g

Aktywny tlen do dezynfekcji wody basenowej - nie zawiera chloru.

- szybko rozpuszczalne tabletki 20g do dezynfekcji wody basenowej metodą tlenową
- powinien być łączony z Algen

Działanie:

Działa biobójczo na szczepy: *Pseudomonas aeruginosa* i

Staphylococcus aureus w stężeniu 320g/l czas kontaktu 60min. temp. 20 stopni C

Stosowanie:

Dawkowanie: 10 tabletek i 200 ml Algen na każde 10 m³ wody co 5-7 dni.

Pozostawić do rozpuszczenia w pływaku dozującym. W celu dokładnego określenia i kontroli ilości dozowanej, skontrolować urządzeniem do testowania tlenu, jego zawartość! Zawartość po 2 godzinach od momentu dozowania powinna wynosić od 8mg/l do 15 mg/l. Dozowanie powinno się przeprowadzać wieczorem.